


3. Update WebELVE

Leeren Analysebatch erzeugen



Durch einen Klick auf den + Button wird ein leerer Analysebatch erzeugt. In diesen können dann entweder Flaschen aus einem andern Kasten eingefügt werden oder aber Ergebnisse manuell erfasst werden. Neu erzeugte Analysebatches werden beim Zurücksetzen der Milchkontrolle sowie beim Trennen gelöscht.

Das Trennen von Kästen optimiert

Bisher wurde bei Abtrennen von Analysebatches die gesamte Milchkontrolle zurückgesetzt. Durch eine Anpassung wird nun nur noch der abgetrennte Analysebatch zurückgesetzt, alle anderen Änderungen in der Milchkontrolle bleiben erhalten.

Spaltensortierung im Eingang, der Freigabe und der Kontrolle

Alle Spalten in den Reitern Eingang, Freigabe und Kontrolle lassen sich nun auf- und absteigend sortieren. Eine Sortierung ist immer nur nach einem Merkmal möglich.

Globale Suche über alle Reiter



Über die Globale Suche lassen sich nun auch Milchkontrollen in allen Reitern suchen. Bei Klick auf das gewünschte Ergebnis springt das Programm automatisch an die richtige Position.

Vorbereitungen Roboterbearbeitung

- Export anpassen
- Zuordnung bei mehrfachen Flaschennummern ermöglichen
- LOM bei allen Proben und Gemelken ändern

Vorbereitung Produktionsstart Hessen

- Anpassung BHV-1 Datei